

株式会社アイ・アール・システム
〒206-0041 東京都多摩市愛宕 4-6-20
TEL:042-400-0373 FAX:042-400-0374
www.irsystem.com

フッ化カルシウム (CaF₂) 窓取扱い方法について

お手入れ方法

- ・ フッ化カルシウムは傷がつきやすいので、丁寧に扱ってください。
- ・ 取扱いの際には、必ずゴム手袋またはゴム指サック、マスクを着用し、湿気を避けてください。
- ・ 窓が汚れてしまった場合は先ずブロワーなどでごみを吹き飛ばしてから、やわらかい布や紙にイソプロピルアルコール (IPA) つけて拭いてください。水は絶対に使用しないで下さい。

お取扱い方法

- ・ 有毒ガスが発生する恐れがありますので、過熱、酸との接触は避けてください。また強い酸化剤、塩基化合物との接触は避けてください。
- ・ 窓材の過度な温度上昇が想定される場合は、窓を冷しながらのご使用 (水冷、空冷など) をお勧めします。
- ・ 割れるおそれがありますので、急冷、急加熱は避けてください。

適切な保管場所

- ・ 直射日光を避け、換気の良いなるべく涼しい場所に密閉して保管してください。

廃棄方法

- ・ フッ化カルシウムは廃棄の際、廃棄物処理に関する法令に則った処分方法をお取り下さい。又は弊社までご連絡下さい。

*記載されている情報は安全な取扱いを確保する為の参考情報であり、いかなる保証を成すものでもありません。また全ての情報を網羅しているわけではありませんので、お取扱いには十分ご注意ください。特殊条件下でご使用される場合は、その場の使用環境に応じて安全対策を実施してください。